

# TRANSAC ceinture de transfert



GARANTIE 2 ANS

Installées sur le patient ou l'aidant, les ceintures se déclinent en 4 tailles pour aider le transfert. Elles s'utilisent facilement pour soulever le patient avec un maximum de confort et un minimum d'effort.



> Matériaux : Ceinture : polyester, mousse de polyuréthane, Sangle : polyester, Boucle : nylon. Lavable à 60°C.



Vidéo de présentation



Conditionnement :  
Carton de regroupement :  
Palette :



Placement sur le patient ou l'aidant

## DIMENSIONS

Designation	Nombre de prises		Dimensions	Poids
	verticales	horizontales		
TRANSAC - Taille S	4	3	105 cm	0.26 kg
TRANSAC - Taille M	5	4	120 cm	0.30 kg
TRANSAC - Taille L	6	5	135 cm	0.34 kg
TRANSAC - Taille XL	7	6	150 cm	0.38 kg



## EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	Code EAN	LPPR TTC
430910	TRANSAC ceinture de transfert - Taille S	3701127727760	Néant
430911	TRANSAC ceinture de transfert - Taille M	3701127727777	
430912	TRANSAC ceinture de transfert - Taille L	3701127727784	
430913	TRANSAC ceinture de transfert - Taille XL	3701127727791	